

PRESSEMITTEILUNG

Grenchen, 12. März 2018

Mehr Wertschöpfung mit individualisierten Abutments

Thommen Medical ermöglicht mit den neuen Fräsabutments für CAD/CAM Typ II die Produktionskapazitäten des vorhandenen Maschinenparks und somit die hausinterne Wertschöpfung zu steigern. Damit entstehen neue Spielräume für mehr unternehmerisches Potenzial, sowohl bei Zahntechnikern, als auch in Praxislaboren. Die Fräsabutments für CAD/CAM Typ II sind in den Plattformen 3.5-6.0mm ab sofort verfügbar.

Die Fräsabutments für CAD/CAM Typ II werden mit den PreFace®-Abutmenthaltern zur Herstellung von individualisierten Titan-Abutments verwendet. Weiter können die Fräsabutments für Konus- und Teleskopkronenkonstruktionen sowie parallelisierte Abutments für zementierte Brückenkonstruktionen eingesetzt werden. Die neuen Fräsabutments sind per sofort, im Set inklusive Abutmentschraube, erhältlich. Die CAD-Bibliotheken stehen auf www.thommenmedical.com zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu den neuen Fräsabutment für CAD/CAM Typ II erhalten Sie in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen.

Die Fräsabutments für CAD/CAM Typ II werden im Original Medentika® PreFace-Abutmenthalter in einem geeigneten Frässystem bearbeitet. Die PreFace-Abutmenthalter können direkt beim Maschinenhersteller bestellt werden. Hinweise zur Verwendung des Medentika® PreFace-Abutmenthalters finden Sie jeweils bei Ihrem Maschinenhersteller.

Kompatible Fräsmaschinen:

- Datron D5®
- Dental Concept DC1/DC5®
- imes-icore®
- MB Maschinen Cobra Mill®
- Primacon PFM 24 mediMill®
- R+K®
- Röders RXD®
- VHF®
- Wissner Gamma 202®



Kontakt

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
presse@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com

Die Presseinformation finden Sie auch online:

<http://www.thommenmedical.com/de/unternehmen/medien/pressemitteilungen.html>

Über Thommen Medical

Thommen Medical ist ein Schweizer Designer und Hersteller eines dentalen Implantatsystems, das für unglaubliche Präzision und beeindruckendes Design bekannt ist. Wir sind einzigartig und können auf mehr als 30 Jahre Schweizer Präzision, Innovation und funktionales Design zurückblicken, die die

Basis für unsere Produkte bilden. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und doch einfach anzuwenden und liefern vorhersehbare ästhetische Resultate ohne Kompromisse. Der Hauptsitz von Thommen Medical und die eigene Fertigungsstätte befinden sich in Grenchen in der Schweiz. Dieser Standort ist das Herz der Schweizer Präzisionsfertigung. Thommen Medical ist ein internationales Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern auf der ganzen Welt.