

PRESSEMITTEILUNG

Grenchen, 26. Februar 2018

Modernste digitale Prothetik

Die bewährten Abutments VARIOtemp, VARIOflex und VARIOunite von Thommen Medical konnten bisher lediglich für die konventionelle Verarbeitung genutzt werden. Sie sind nun ab sofort auch für die digitale Prothetik verfügbar und sie eignen sich für CAD/CAM-hergestellte temporäre oder definitive Versorgung, verschraubt oder zementiert, bei Einzelzähnen oder mehrgliedrigen Brücken. Das VARIOunite Abutment lediglich für verschraubte Einzelzahnkronen (obere seitliche Schneidezähne, untere Frontzähne, ohne Eckzähne).


Die CAD/CAM-fähigen Abutments können an die klinische Situation und die materialspezifische Anforderung angepasst werden. Die neue CAD-Bibliothek ermöglicht nun auch über den digitalen Herstellungsprozess die Auswahl an verschiedenen Zylinderhöhen, mit nur einem Abutment. Sie sind speziell für Restaurationen mit Kunststoff, Presskeramik, Metall und Zirkonoxid entwickelt (das VARIOunite Abutment lediglich für Metall- oder CAD/CAM gefertigte Zirkonoxidrestaurationen), und bieten die bestmögliche Unterstützung sowohl bei langen bzw. bei hohen Suprastrukturen, als auch bei tief gesetzten Implantaten.

Die neuen CAD-Bibliotheken sind per sofort erhältlich und können auf www.thommenmedical.com heruntergeladen werden. Detaillierte Informationen erhalten Sie in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen.

Herr Pally, Zahntechniker und Mitinhaber der Pally & Sasaki Dental Design AG ist von diesen neuen Möglichkeiten begeistert: «Ich habe bisher viele Versorgung mit VARIOflex zur Zufriedenheit der Zahnärzte und der Patienten umgesetzt. Die CAD-Bibliothek habe bereits installiert und werde ab sofort noch effizienter arbeiten können.»

Kontakt

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
presse@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com



Die Presseinformation finden Sie auch online:

<http://www.thommenmedical.com/de/unternehmen/medien/pressemitteilungen.html>

Über Thommen Medical

Thommen Medical ist ein Schweizer Designer und Hersteller eines dentalen Implantatsystems, das für unglaubliche Präzision und beeindruckendes Design bekannt ist. Wir sind einzigartig und können auf mehr als 30 Jahre Schweizer Präzision, Innovation und funktionales Design zurückblicken, die die Basis für unsere Produkte bilden. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und doch einfach anzuwenden und liefern vorhersehbare ästhetische Resultate ohne Kompromisse. Der Hauptsitz von Thommen Medical und die eigene Fertigungsstätte befinden sich in Grenchen in der Schweiz. Dieser Standort ist das Herz der Schweizer Präzisionsfertigung. Thommen Medical ist ein internationales Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern auf der ganzen Welt.