

PRESSEMITTEILUNG

Grenchen, 16. Januar 2018

Implantat-Analoge für die digitale Modellherstellung

Thommen Medical bietet neu Implantat-Analoge für CAD/CAM an. Diese geben das genaue Abbild sowohl der Implantat-Anschlussgeometrie, als auch der Implantat-Position auf 3D-gedruckten Modellen wieder. Das durchdachte Design der Aussengeometrie und die geschickte Auslegung des Analoges schaffen die Voraussetzung für den präzisen Sitz und die einfache Handhabung.

Das Implantat-Analog verfügt über einen Schnappmechanismus, welcher bei Erreichen der Endposition deutlich einrastet. Die Rotationslage beim Einsetzen wird einfach durch Drehen gefunden. Die digitale Modellherstellung erfordert eine digitale Positionsaufnahme auf Implantatniveau. Hierfür werden Thommen Scanabutments zur digitalen Abformung verwendet. Die neuen Implantat-Analoge für CAD/CAM sind per sofort für alle Implantatplattformen der ELEMENT/CONTACT-Implantate von Thommen Medical erhältlich. Die Anwendung des Implantat-Analoges für CAD/CAM und des Scanabutments wird in der elektronischen Gebrauchsanweisung beschrieben. Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter: www.thommenmedical.com

Kontakt

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
presse@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com



Die Presseinformation finden Sie auch online:

<http://www.thommenmedical.com/de/unternehmen/medien/pressemitteilungen.html>

Über Thommen Medical

Thommen Medical ist ein Schweizer Designer und Hersteller eines dentalen Implantatsystems, das für unglaubliche Präzision und beeindruckendes Design bekannt ist. Wir sind einzigartig und können auf mehr als 30 Jahre Schweizer Präzision, Innovation und funktionales Design zurückblicken, die die Basis für unsere Produkte bilden. Unsere Produkte sind von hoher Qualität und doch einfach anzuwenden und liefern vorhersehbare ästhetische Resultate ohne Kompromisse. Der Hauptsitz von Thommen Medical und die eigene Fertigungsstätte befinden sich in Grenchen in der Schweiz. Dieser Standort ist das Herz der Schweizer Präzisionsfertigung. Thommen Medical ist ein internationales Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern auf der ganzen Welt.