

PRESSEMITTEILUNG

Grenchen, 22.11.2022

Thommen Medical präsentiert die nächste Generation der SPI®VARIOmulti Tertiärteile

SPI®VARIOmulti Abutments bieten die optimale Lösung für verschraubte, provisorische oder definitive grössere Brückenversorgungen. Das System wurde sowohl für den konventionellen als auch den digitalen Arbeitsablauf optimiert und verfügt über ein komplettes Sortiment an Tertiärteilen. Nun wird die nächste, verbesserte Generation der SPI®VARIOmulti Tertiärteile eingeführt, die drei wesentliche Neuerungen beinhaltet.

Die für die Herstellung temporärer Rekonstruktionen optimierten Provisoriumskappen besitzen neuerdings Makro-Retentionen über die gesamte Länge, die für optimalen Halt sorgen. Die Abformkappen aus Titan haben in der nächsten Generation eine integrierte Sollbruchstelle, die zusätzlich zum Trennschneiden ein schnelles, manuelles Kürzen ermöglicht. Eine weitere Neuerung gibt es bei den Schutzkappen, die nun aus nur einem Teil mit integriertem Gewinde bestehen, was zu einer vereinfachten Anwendung führt.

Die nächste Generation der SPI®VARIOmulti Tertiärteile – für eine schnelle und optimale Versorgung.

Kontakt

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28

CH-2540 Grenchen

Tel. +41 61 965 90 20

Fax +41 61 965 90 21

info@thommenmedical.com

www.thommenmedical.com

Informationen zu Thommen Medical:

Thommen Medical ist stolz darauf, dass führende Zahnärzte das Thommen Implantatsystem wählen, da nur das beste Zahnimplantatsystem gut genug für ihre Patienten ist. Dabei ist das Dentalimplantatsystem von Thommen Medical einfach anzuwenden und ermöglicht erstklassige klinische Resultate mit einer herausragenden Ästhetik. Auch nach mehr als 35 Jahren klinischer Erfahrung forscht und entwickelt Thommen Medical in enger Zusammenarbeit mit international führenden Zahnärzten, Zahntechnikern und renommierten akademischen Institutionen weiter mit dem Ziel, dass jeder Patient Zugang zur besten verfügbaren Zahnersatz-Lösung hat. Thommen Medical stellt die Produkte im eigenen Werk in Grenchen in der Schweiz her und hat Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Deutschland und in den USA. In weiteren Märkten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten ist Thommen Medical durch Distributoren vertreten.

Thommen Medical AG | Hauptsitz

Neckarsulmstrasse 28, CH-2540 Grenchen, Tel. +41 61 965 90 20, Fax +41 61 965 90 21, info@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com

Driven by science, not trends.